

月旭科技(上海)股份有限公司

报告编号: W20220815-002

测试报告

| 样品信息 | | | | |
|------|-----------|------|----------------------|--|
| 样品名称 | 三蝶烯二胺 | 编号 | W20220815-002 | |
| 样品重量 | / | 剂 型 | / | |
| 收样日期 | 2022/8/15 | 测试期间 | 2022/8/15-2022/8/24 | |
| 样品描述 | / | | | |
| 测试需求 | | | | |
| 测试成分 | 三蝶烯二胺 | | | |
| 参考标准 | | | | |
| 参考标准 | 无 | 标样 | 三蝶烯二胺 | |
| 仪器信息 | | | | |
| 测试仪器 | 高效液相色谱仪 | 仪器型号 | Thermo UltiMate 3000 | |

● 色谱条件:

| | 第一步: 分离纯化 | 第二步: 手性拆分 | |
|-------|--------------------------|----------------------------|--|
| 色谱柱: | 月旭 Ultimate® LP-C18(4.6× | 月旭 Ultimate® Cellu-DR(4.6× | |
| | 250mm,5μm); | 250mm,5μm); | |
| 流动相 | 甲醇(含0.05%二乙胺): 水=50:50 | 甲醇(含 0.05%二乙胺) | |
| 柱温: | 30 °C | | |
| 紫外检测器 | 254 nm | | |
| 流速: | 0.6 mL/min | | |
| 进样量: | 10 μL | | |
| 注意事项: | 流速 1mL/min 时,约 12min 出峰 | | |

● 流动相的配置:

第1页共3页

邮编: 201600 邮编: 321000

邮编: 321000 E-mail:yanzhichen@welchmat.com



月旭科技(上海)股份有限公司

报告编号: W20220815-002

甲醇(含0.05%二乙胺):准确吸取抽滤,即得。


● 样品溶液的配置:

精密称取 0.0115 g 样品,用 1 mL 甲醇(含 0.05%二乙胺)溶解,混匀,即得 11.5 mg/mL 样品溶液。

精密吸取 $100~\mu L$ 上述溶液,加入 $900~\mu L$ 甲醇(含 0.05%二乙胺),混匀,即得 1.15~mg/mL 样品溶液。

● 谱图和数据

(1) 分离纯化 1.15 mg/mL-LP-C18



(2) 手性拆分 11.5 mg/mL-Cellu-DR




第2页共3页

邮编: 201600



月旭科技(上海)股份有限公司

报告编号: W20220815-002



● 结论:

使用月旭 Ultimate® LP-C18(4.6×250mm,5μm)和 Ultimate® Cellu-DR(4.6×250mm,5μm)在此色谱条件下,检测结果符合要求。

日期: 2022/08/25



第3页共3页

邮编: 201600 邮编: 321000