

报告编号: 20241210-1151-01

测试报告

| 样品信息 | | | | | |
|----------|------------------|------|------------------|--|--|
| 样品名称 | RAY1225-M3 | 样品性状 | 无色透明溶液 | | |
| 收样日期 | 2024/12/13 | 测试期间 | 2024/12/26~01/09 | | |
| 测试成分及结构式 | | | | | |
| | Molecular Weight | HN | | | |

实验要求

尝试 SEC 的方法,看能否分离出样品中的聚合物(二聚体或三聚体),聚合物占比未知,主成分分子量 4020Da,其二聚体分子量约 8000Da,三聚体分力量约 12000Da

| 无 | | | | | | |
|------|-----|-----|--|--|--|--|
| 试剂信息 | | | | | | |
| 试剂名称 | 级别 | 品牌 | | | | |
| 乙腈 | 色谱纯 | 月旭 | | | | |
| 乙酸铵 | 分析纯 | 阿拉丁 | | | | |

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add:江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼

Tel:400-810-6969

邮编: 201600 邮编: 321000 邮编: 211500

Web:www,welchmat.com



报告编号: 20241210-1151-01

| 仪器信息 | | | | |
|---------|------------|--|--|--|
| 测试仪器 | 仪器型号 | | | |
| 高效液相色谱仪 | 岛津 LC-20AD | | | |

1. 试验过程

1.1. 色谱条件

| 色谱柱: | Xtimate Bio SEC-120A (7.8×300mm,5μm) | | | |
|-------|--------------------------------------|--|--|--|
| 流动相: | 乙腈/15mM 乙酸铵=20/80 | | | |
| 流 速: | 0.6mL/min | | | |
| 进样量: | 10μL | | | |
| 柱 温: | 30°C | | | |
| 检测器: | UV | | | |
| 检测波长: | 210nm | | | |
| 注意事项 | | | | |

1.2. 溶液配制

1.2.1. 流动相配制

15mM 乙酸铵:取 1000mL 超纯水,加入乙酸铵,溶解后抽滤,超声脱气,即得。 乙腈:取适量色谱纯乙腈,超声脱气,即得。

- 1.2.2. 样品溶液: 取本品 2mg, 加入 1mL 甲醇, 溶解过滤, 即得。
- 1.2.3. 空白溶液: 取甲醇,即得。

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Add:江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼

Tel:400-810-6969

邮编: 201600 邮编: 321000 邮编: 211500


Web:www,welchmat.com




报告编号: 20241210-1151-01

2. 谱图和数据

(1) 空白溶液图



(2) 样品溶液图



| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|---------|---------|-------|------------|--------|----------|
| 1 | 14.607 | 64648 | 4604 | 24328 | 0.990 | |
| 2 | 15. 408 | 999391 | 72770 | 34739 | 1. 442 | 2. 271 |
| 总计 | | 1064039 | 77374 | | | |

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add:江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼 Tel:400-810-6969

Web:www,welchmat.com

邮编: 201600 邮编: 321000 邮编: 211500



报告编号: 20241210-1151-01

3. 结论

使用月旭 Xtimate Bio SEC-120A(7.8×300mm,5μm),在此色谱条件下,能满足客户检测需求。



声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add:江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼 Tel:400-810-6969 邮编: 201600 邮编: 321000 邮编: 211500

Web:www,welchmat.com